





















Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Inclinaison d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier
<i>Invacare</i> Action³_{NG} RC	 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	 400 / 450 mm	 3°	 3° à 28°	 460 / 485 mm	 7° / 0° - 30° / -15° - +15°	 350 - 510 mm


	Angle des potences	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur plié hors-tout	Longueur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence
<i>Invacare</i> Action³_{NG} RC	 80° / 0 - 75°	 200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	 230 / 170 - 295 mm	 Largeur d'assise + 190 mm	 295 mm	 1036 - 1124 mm	 816 - 890 mm

	Hauteur hors-tout	Pente max. de stabilité	Rayon de giration	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport
<i>Invacare</i> Action³_{NG} RC	 810 - 1040 mm	 4°	 800 mm	 125 kg	 17,6 kg	 11,2 kg




Ce fauteuil ne doit pas être utilisé comme siège dans un véhicule à moteur.

Coloris de châssis



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Revêtement du siège



Tel : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

